

histocom

Pipettenservice

Zertifiziert nach ISO 9001

NEU: Akkreditierte Kalibrierstelle

Ihre Qualität
ist unser Anliegen

mail@histocom.info · www.histocom.info



Die regelmäßige Wartung und Kalibrierung Ihrer Pipette ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Qualität Ihres Labors!



histocom

- Ausschließliche Verwendung von Originalersatzteilen
- Einschulungszertifikate diverser Hersteller
- Wartung, Reparatur und Kalibration aller Pipettenhersteller und Pipettentypen
- ISO 9001 garantierte Qualität
- Ein voll validiertes Wägesystem (Hard- & Software) gewährleistet Konformität nach ISO 8655

- Neu: Akkreditierter Kalibrierschein gem. ISO 17025

- Vor-Ort-Service
- Abhol- und Lieferservice
- Applikationsberatung und Einschulung
- Wartungserinnerung



Leistungsübersicht

	Istwert	Standard	Standard Plus
Desinfektion der Pipette	✓	✓	✓
Sichtprüfung der Pipette auf Schäden bzw. Undichtheit	✓	✓	✓
Istwertüberprüfung nach ISO 8655:			
4 Messwerte pro Messreihe	✓	*	*
Reinigen und Fetten der beweglichen Teile			
laut Herstellerangaben	✓	✓	✓
Austausch der Kleinteile kostenlos		✓	✓
Kalibration nach ISO 8655: 10 Messwerte pro Messreihe		✓	✓
Erstellung des Prüfzertifikates	✓	✓	✓
Anbringung einer Prüfplakette und Endreinigung	✓	✓	✓
Austausch der defekten Teile **			✓
Überprüfung im ISO 9001 zertifizierten Arbeitsbereich	✓	✓	✓
Akkreditiertes Pipettenservice: akkreditierter Kalibrierschein nach ISO 17025 – auf Anfrage			

* optional führen wir eine Istwertüberprüfung nach ISO 8655: 4 Messwerte pro Messreihe durch

** benötigte Ersatzteile werden gesondert verrechnet

Weitere Serviceprogramme auf Anfrage

histocom
Medizintechnik VertriebsgmbH

Triester Straße 14/110 · A-2351 Wr. Neudorf
Tel. +43 (22 36) 89 24 44 · Fax +43 (22 36) 89 24 33
mail@histocom.info · www.histocom.info