

Kalibrierlaboratorium

Rechtsperson: **Histocom Medizintechnik VertriebsgmbH**
Triester Straße 14/110, 2351 Wiener Neudorf
Ident Nr. **0638**

Datum der Erstakkreditierung 29.10.2021

Level 3 Akkreditierungsnorm EN ISO/IEC 17025:2017

Gemäß § 7 AkkG 2012 sind die der Akkreditierung zu Grunde liegende harmonisierte Level 3 Akkreditierungsnorm sowie die von der EA - European co-operation for Accreditation, der ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation und der Akkreditierung Austria zutreffenden Anleitungsdokumente/Leitfäden bzw. verpflichtend erklärten zusätzlichen normativen Dokumente in der geltenden Fassung zu beachten und einzuhalten. Die Akkreditierung erfolgt zusätzlich nach folgenden Bestimmungen, welche ebenso verbindlich in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten sind.

zusätzliche Level 4
Normanforderungen
gemäß EA-1/06

sonstige Anforderungen

EA-3/01
EA-4/02
ILAC-P10
ILAC-P14
ILAC-P9

IdentNr 0638 Kalibrierlaboratorium
Standort Histocom Medizintechnik VertriebsgmbH
 Triester Straße 14/110, 2351 Wiener Neudorf

¹⁾	Dokumentnummer (Ausgabe) (Dokumenttitel)	Kalibriergröße	Messbereich/ zusätzliche Parameter	Messunsicherheit	Kalibrier- oder Mess-Methode oder -Verfahren/ Art des Kalibriergegenstands/ Materials	Messgrößen/ Referenzmaterial/ Bemerkungen
✓	Richtlinien der ISO 8655 Teil 6 Version 2022 (Ex) (2024-07) (Richtlinien der ISO 8655 Teil 6 Version 2022 (Ex))	Volumen	0,1 µl bis 220 ml	von 0,1 µl bis 10 µl: 0,008 µl über 10 µl bis 100 µl: 0,07 µl über 100 µl bis 1000 µl: 0,37 µl über 1 ml bis 220 ml: 2,9 µl Vor Ort Kalibrierung: von 0,1 µl bis 10 µl: 0,014 µl über 10 µl bis 100 µl: 0,09 µl über 100 µl bis 1000 µl: 0,7 µl über 1 ml bis 220 ml: 6,5 µl	Kalibrierung gemäß ISO 8655/ Pipetten und Dispenser	Dimensionelle Messgrößen (Volumen)

1) Konformitätsbewertungsverfahren kann -wenn markiert - auch vor Ort durchgeführt werden.